

Кровать родовая Affinity 4

ФСЗ 2009/04481

ручки для роженицы, выдвижная емкость,
ногостержатель, металл, встроенная аккумуляторная
батарея, высота стола -990 мм

Hill-Rom Inc., США



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногостержатель	Да
Материал	металл
Регулировка кровати	Да
Встроенная аккумуляторная батарея	Да
Угол наклона спинной секции	63 °
Допустимая нагрузка	227 кг
Вес	218 кг

Габариты

Длина	2290 мм
Ширина	889 мм
Высота	-990 мм

Дополнительные характеристики

Кровать акушерская Affinity 4

Особенности:

- съемная секция для ног;
- убирающиеся поручни для ног;
- передняя спинка кровати, изготовленная методом выдувного формования;
- стойка для выполнения разнообразных инъекций;
- возможность перевода пациентки в положение Тренделенбурга;

- укомплектован тазом для околоплодной жидкости;
- встроенная система подачи воздуха обогащенного кислородом;
- подколенные опоры OneStep с ручным рычагом переключения;
- в спинке и на сидении есть воздушные подушки, которые обеспечивают максимально комфортное положение пациентки во время родов;
- матрас Comfortline, выполненный из пеноматериала, обеспечивает дополнительную поддержку;
- функция Zero transfer gap («нулевая разница высот кровати и носилок»);
- встроенная система двойной блокировки обеспечивает максимальную фиксацию кровати;
- панели управления находятся на боковых поручнях Point-of-Care;
- секция для таза автоматически откидывается, обеспечивая максимальный доступ к пациентке во время родоразрешения;
- простота при чистке и дезинфекции.