

Кружка Эсмарха резиновая Киевгума

ФСЗ 2008/01234

объем 0.8 / 1.5 / 2.5 л, с наконечником, в упаковке 20 шт.

Киевгума ООО, Украина



Характеристики

Объем	0.8 / 1.5 / 2.5 л
Наконечник	Да
Количество в упаковке	20 шт.

Описание

Кружка Эсмарха резиновая Киевгума предназначена для спринцевания и промывания.

Варианты исполнения:

- Кружка Эсмарха резиновая № 1 - 0.8 л
- Кружка Эсмарха резиновая № 2 - 1.5 л
- Кружка Эсмарха резиновая № 4 - 2.5 л

Комплектность:

- трубка;
- наконечник;
- наконечник маточный;
- зажим.

Срок хранения: 3 года.