

Крючок для радужной оболочки глаза (левый, правый) КР - «ЭТП-МГ»

ФСР 2008/02441

материал нержавеющая сталь / титан, крючок для радужки, длина 130 мм, высота крючка 12, угол изгиба 40°

ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова, Россия



Характеристики

Материал	нержавеющая сталь / титан
Тип	для радужки
Длина	130 мм
Высота крючка	12 мм
Угол изгиба рабочей части	40 °
Диаметр ручки	6 мм