

Крючок КХ (ротатор ядра хрусталика по Бехерту) КХ-«ЭТП-МГ»

ФСР 2008/02441

материал нержавеющая сталь / титан, крючок для
ядра хрусталика, тупой, длина 130 мм, высота крючка
10, угол изгиба 45°

ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад.
С.Н. Федорова, Россия



Характеристики

Материал	нержавеющая сталь / титан
Тип	для ядра хрусталика
Тупой	Да
Длина	130 мм
Высота крючка	10 мм
Угол изгиба рабочей части	45 °
Диаметр ручки	6 мм