

Крючок KBM для мышц (по Грэфэ) KBM-«ЭТП-МГ»

ФСР 2008/02441

материал нержавеющая сталь / титан, крючок
мышечный, длина 140 мм, высота крючка 8.5 / 9.5 / 10,
угол изгиба 90°

ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад.
С.Н. Федорова, Россия



Характеристики

Материал	нержавеющая сталь / титан
Тип	мышечный
Длина	140 мм
Высота крючка	8.5 / 9.5 / 10 мм
Угол изгиба рабочей части	90 °
Диаметр ручки	6 мм