

Крючок Медин-Урал мышечный M801 - M801.3

ФСР 2008/02713

крючок мышечный, тупой, длина 130 мм, высота
крючка 8 / 10, диаметр рабочей части 1.2 мм / 1.5 мм /
2.0 мм, детский

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	мышечный
Тупой	Да
Длина	130 мм
Высота крючка	8 / 10 мм
Диаметр конца рабочей части	1.2 мм / 1.5 мм / 2.0 мм
Диаметр ручки	5 мм
Детский	Да

Дополнительные характеристики

Крючок мышечный Graefe M801-M801.3:

- диаметр ручки 5 мм;
- длина общая 130 мм.

Номер модели	Диаметр рабочей части, мм	Высота крючка
M801; M801T	1.2	10
M801.1; M801.1T (детский)	1.2	8
M801.2; M801.2T	1.5	10
M801.3; M801.3T	2.0	10