

Крючок Медин-Урал мышечный M802

ФСР 2008/02713



материал нержавеющая сталь, крючок мышечный,
тупой, длина 135 мм, диаметр рабочей части 1.8 мм

Медин-Урал ООО, Россия

Характеристики

Материал	нержавеющая сталь
Тип	мышечный
Тупой	Да
Длина	135 мм
Диаметр конца рабочей части	1.8 мм
Диаметр отверстия	1.0 мм
Диаметр ручки	5 мм

Дополнительные характеристики

- Крючок мышечный с отверстием M802:
- ширина рабочей части 1.8 мм;
 - диаметр отверстия 1.0 мм;
 - ширина ручки 5 мм;
 - длина общая 135 мм.