

Крючок мышечный M803T

ФСР 2008/02713

материал титан, крючок мышечный, тупой, длина 135 мм, диаметр рабочей части 1.8 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Материал	титан
Тип	мышечный
Тупой	Да
Длина	135 мм
Диаметр конца рабочей части	1.8 мм
Диаметр ручки	5 мм

Дополнительные характеристики

- Крючок мышечный M803T:
- ширина рабочей части 1.8 мм;
 - диаметр ручки 5 мм;
 - длина общая 135 мм.