

Крючок Медин-Урал мышечный M804T

ФСР 2008/02713



материал титан, крючок мышечный, тупой, длина 135 мм, диаметр рабочей части 1.8 мм

Медин-Урал ООО, Россия

Характеристики

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Материал                    | титан    |
| Тип                         | мышечный |
| Тупой                       | Да       |
| Длина                       | 135 мм   |
| Диаметр конца рабочей части | 1.8 мм   |
| Диаметр отверстия           | 1.0 мм   |
| Диаметр ручки               | 5 мм     |

Дополнительные характеристики

- Крючок мышечный Gass с отверстием M804T:□
- ширина рабочей части 1.8 мм;
  - диаметр отверстия 1.0 мм;
  - диаметр ручки 5 мм;
  - длина общая 135 мм.