

Крючок Медин-Урал мышечный M808T

ФСР 2008/02713

материал титан, крючок мышечный, длина 135 мм,  
диаметр рабочей части 1.8 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Материал                    | титан    |
| Тип                         | мышечный |
| Длина                       | 135 мм   |
| Диаметр конца рабочей части | 1.8 мм   |
| Диаметр ручки               | 5 мм     |

Дополнительные характеристики

- Крючок мышечный с овальным отверстием M808T:
- ширина рабочей части 1.8 мм;
  - с овальным отверстием 1x2 мм;
  - диаметр ручки 5 мм;
  - длина общая 135 мм.