

Кусачки артроскопические с защитой от перегрузки КА 333, 4.5 мм

ФСЗ 2009/05784

кусачки артроскопические, диаметр 4.5 мм, профиль прямой / изогнут вверх на 7° / изогнут вверх на 15° / изогнут вправо на 30° / изогнут влево на 30° / изогнут вправо на 45°, с усилением, эргономическая рукоятка

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	кусачки артроскопические
Диаметр наконечника	4.5 мм мм
Профиль	прямой / изогнут вверх на 7° / изогнут вверх на 15° / изогнут вправо на 30° / изогнут влево на 30° / изогнут вправо на 45°
С усилением	Да
Эргономическая рукоятка	Да