

Кушетка для массажа Артинокс AR-A62

ФСЗ 2010/06386

стул для массажа, материал металл в полимере /
искусственная кожа

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	стул для массажа
Материал	металл в полимере / искусственная кожа

Описание

Кушетка предназначена для размещения пациента при проведении осмотров в лечебно-профилактических учреждениях. Стул для массажа воротниковой зоны. Регулировка высоты подставки для рук и положения лобного упора с фиксацией винтовыми зажимами. Размеры сидения, мм – 410х480. Сидение с полумягким покрытием и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.