

Кушетка массажная Белмедматериалы КМ-6П

РЗН 2016/5088

стол для массажа, материал круглая труба / ДСП /
винилискожа / поролон

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	стол для массажа
Материал	круглая труба / ДСП / винилискожа / поролон

Описание

Каркас изготовлен из круглой трубы; лежак, подголовник, подколенники – ДСП, поролон, винилискожа. Бесступенчатое регулирование подголовника и подколенников. Регулируемые опоры. В комплект валиков к кушетке массажной КМ-6П входит один подголовный и два подколенных валика. Валики изготовлены из ДСП, фанеры, поролона и винилискожи.