

Кресло медицинское многофункциональное Lojer Capre RC

ФСЗ 2012/12047

механизм регулирования высоты кресла
электропривод, регулирование секций электропривод,
подлокотники, подголовник, пульт управления, столик

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Механизм регулировки высоты кресла	электропривод
Механизм регулирования секций	электропривод
Угол наклона спинки	-12°..+90, электропривод °
Угол наклона сиденья	+12°..0°, электропривод °
Угол регулирования ножной секции	-90°..0° °
Нагрузка на кресло	160 кг
Подлокотники	Да
Подголовник	Да
Пульт управления	Да
Столик	Да
Штатив	Да
Опора	Да
Ширина лежа	620 мм
Высота сиденья	600-800 мм

Габариты

Длина	(с выдвинутыми опорами для ног и головной секцией) 1860 - 2130 мм
Ширина	880 мм
Высота	600 - 850 мм

Дополнительные характеристики

Универсальная кушетка класса «люкс» **Sarge** разработано в сотрудничестве с хирургами для удовлетворения современных требований ухода за больными в послеоперационный период восстановления. Эта кушетка используется вместо традиционной медицинской кровати для того, чтобы повысить жизнеспособность пациента в период восстановления. Кушетка Sarge отличается привлекательным дизайном, мягкой обивкой из кожзаменителя, возможностями индивидуальной регулировки (посредством электродвигателей в количестве до пяти) и встроенными средствами повышенной комфортности, такими как подставка для планшетного компьютера и индивидуальное освещение. Все это объединено для того, чтобы повысить качество жизни пациента в период восстановления и в то же время улучшить представление об уровне медицинского учреждения.

Система управления допускает независимую регулировку высоты кушетки, спинной секции, угла наклона сиденья и ножных секций. Ножные секции разделены и оснащены электроприводом. Как в головной секции, так и в разделенной ножной секции предусмотрен механизм регулировки длины. Особенностью кушетки являются три программируемых положения (в том числе положение «в шезлонге» и положение тренделенбург) и слот памяти для сохранения персональных настроек заказчика. При необходимости одним нажатием кнопки кушетка может быть переведена в лежачее положение или в положение для проведения искусственного дыхания.

Благодаря модульной конструкции эта кушетка также может быть использована **для диализа и цитостатической терапии**, а также как **смотровое кресло**.

Технические характеристики:

- наличие сертификата CE (соответствие требованиям директив ЕС), Регистрационное удостоверение Росздравнадзора;
- великолепная обивка, форма которой соответствуют строению тела;
- возможность комбинации двух цветов кожзаменителя, выбор из 16-ти высококачественных видов обивки SKAI, в том числе антибактериальные варианты;
- многочисленные варианты расцветки обивки;
- колеса с центральной блокировкой специальной конструкции для перемещения кушетки;
- интеллектуальная система управления с программируемыми положениями;
- положение Тренделенбург - электропривод;
- регулировка спинной секции - электропривод;
- регулировка угла наклона сиденья - электропривод;
- регулировка высоты - электропривод;
- снабженная электроприводом отдельная ножная секция с механической регулировкой длины;
- регулировка длины и угла наклона головной секции;
- подлокотники остаются в горизонтальном положении вне зависимости от угла наклона спинной секции;
- возможность поворота подлокотников на 180 градусов, регулировка угла наклона и высоты;
- безопасная, бесшумная электрическая система напряжением 24 В, зарядное устройство с адаптером USB.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- столик для еды;
- подставка для планшетного компьютера с гибким держателем;
- вырез для лица;
- заглушка для выреза для лица;
- светодиодная лампа (через USB-адаптер);
- штатив для внутривенных вливаний.