

Кушетка смотровая Медин КМ

РЗН 2016/4167

кушетка смотровая, материал металл, регулировка высоты без регулировки, двухсекционная, подъем секции пневмопружина, нагрузка 160 кг, угол подъема +40°/-30°, размеры 1950×650×650 мм



Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь

Характеристики

Вид	кушетка смотровая
Материал каркаса	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Регулировка высоты	без регулировки
Количество секций	двухсекционная
Механизм подъема секции	пневмопружина
Конструкция	сварная
Нагрузка на конструкцию	160 кг
Угол подъема секции	+40°/-30 °
Размер	1950×650×650 мм

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	650 / 800 мм
Высота	650-830 мм
Вес	38 кг

Дополнительная информация

КМ кушетка медицинская

Кушетка медицинская двухсекционная предназначена для размещения пациента при проведении общих осмотров и процедур в медицинских учреждениях. Бесступенчатая регулировка положения головной секции производится благодаря встроенной пневмопружине. Четыре варианта исполнения позволяют выбрать кушетку

медицинскую необходимой высоты и с определенной шириной ложа (КМ-1, КМ-2, КМ-3, КМ-4).

Конструктивные особенности:

- основание кушетки изготовлено из металла с полимерным покрытием;
- основание кушетки имеет опорные элементы, исключающие повреждение напольного покрытия;
- рабочая поверхность - двухсекционная;
- матрас - винилискожа, толщина ложа не менее 45 мм;
- подъем головной секции производится бесступенчато при помощи встроенной пневмопружины;
- наружные поверхности устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.

Модели:

КМ-1 509 500 Габариты (д/ш/в): 1950×650×650	КМ-3 509 502 Габариты (д/ш/в): 1950×800×650
КМ-2 509 501 Габариты (д/ш/в): 1950×650×830	КМ-4 509 503 Габариты (д/ш/в): 1950×800×830