

Кушетка смотровая Артинокс AR-A05

ФСЗ 2010/06386

кушетка смотровая, материал металл, регулировка высоты без регулировки, двухсекционная, подъем секции механизм «Растомат», угол подъема 0-30°, размеры 1860×600×530 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	кушетка смотровая
Материал каркаса	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Регулировка высоты	без регулировки
Количество секций	двухсекционная
Механизм подъема секции	механизм «Растомат»
Конструкция	сварная
Угол подъема секции	0-30 °
Размер	1860×600×530 мм

Габариты

Длина	1800 мм
Ширина	600 мм
Высота	530- мм

Дополнительная информация

Кушетка AR-A05 Артинокс.

Каркас: металл в полимере.

- металл в полимере, ложе с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии;

- регулировка угла наклона изголовья в диапазоне 0-30° (ступенчатая, с механической фиксацией положения), Д×Ш×В: 1860×600×530 мм.