

Кушетка смотровая Артинокс AR-A07

ФСЗ 2010/06386

кушетка смотровая, материал металл, регулировка
высоты без регулировки, двухсекционная, подъем
секции бесступенчатый, угол подъема 0-30°, размеры
1860×600×560 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	кушетка смотровая
Материал каркаса	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Регулировка высоты	без регулировки
Количество секций	двухсекционная
Механизм подъема секции	бесступенчатый
Конструкция	сварная
Угол подъема секции	0-30 °
Размер	1860×600×560 мм

Габариты

Длина	1860 мм
Ширина	600 мм
Высота	560- мм

Дополнительная информация

Кушетка AR-A07, Артинокс, Беларусь.

- Материал:** металл в полимере.
- Ложe:** с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
- Регулировка угла наклона** изголовья: в диапазоне 0-30° (ступенчатая, с механической фиксацией положения).
- Встроенная тумба:** на 3 выдвижных ящика.
- Габаритные размеры** (Д×Ш×В): 1860×600×560 мм.