

Кушетка смотровая КМ-1П

РЗН 2016/5088

кушетка смотровая, материал металл, регулировка
высоты без регулировки, двухсекционная, подъем
секции бесступенчатый, нагрузка 120 кг, угол подъема
+40°, размеры 2000×650×520 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	кушетка смотровая
Материал каркаса	металл
Характеристика материала	профильная труба
Регулировка высоты	без регулировки
Количество секций	двухсекционная
Механизм подъема секции	бесступенчатый
Конструкция	сборная
Нагрузка на конструкцию	120 кг
Угол подъема секции	+40 °
Размер	2000×650×520 мм

Габариты

Длина	2000 мм
Ширина	650 мм
Высота	520 мм

Дополнительная информация

Кушетка смотровая КМ-1П (Белмедматериалы).

Каркас изготовлен из профильной трубы, лежак, подголовник - ДСП, поролон, винилискожа. Бесступенчатое регулирование подголовника.

Допускаемая нагрузка 120 кг

Угол наклона подголовника до 40

Габаритные размеры, мм.:

длина: 2000
ширина: 650
высота: 520