

Кушетка смотровая КС-01-ЕЛАТ

ФСР 2011/11992

кушетка смотровая, материал металл, регулировка высоты без регулировки, двухсекционная, подъем секции бесступенчатый, нагрузка 150 кг, угол подъема 40°, размеры 1860×600×550 мм

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Вид                      | кушетка смотровая                       |
| Материал каркаса         | металл                                  |
| Характеристика материала | нержавеющая сталь / полимерное покрытие |
| Регулировка высоты       | без регулировки                         |
| Количество секций        | двухсекционная                          |
| Механизм подъема секции  | бесступенчатый                          |
| Конструкция              | сборная                                 |
| Нагрузка на конструкцию  | 150 кг                                  |
| Угол подъема секции      | 40 °                                    |
| Размер                   | 1860×600×550 мм                         |

Габариты

|        |         |
|--------|---------|
| Длина  | 1860 мм |
| Ширина | 600 мм  |
| Высота | 550 мм  |
| Вес    | 25 кг   |

Дополнительная информация

**Кушетка стационарная КС-01-ЕЛАТ** предназначена для размещения на ней пациента в процедурных и смотровых кабинетах. Одна из секций (головная) имеет возможность регулировки с последующей фиксацией угла наклона. Угол между горизонталью и головной секцией регулируется в пределах от 0° до 40°. Фиксация осуществляется с

помощью ручки.

Все металлические элементы изделия покрыты высококачественным полимер-покрытием белого цвета, выдерживающим ежедневную обработку дезинфекционными растворами.

**Сфера применения:**

- смотровые, процедурные кабинеты;
- больницы;
- поликлиники;
- травмпункты;
- санатории, профилактории;
- косметические, массажные салоны.

Устойчива к влиянию климатических факторов по ГОСТ Р 50444.

Устойчива к воздействию агрессивных химических препаратов, применяемых для дезинфекции медицинских изделий.