

Кювета Литопласт Тип Б для коагулометров ACL TOP

ФСЗ 2011/1241

для коагулометров, полистирол, диапазон длин волн
280-800 нм, 100 шт.

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для коагулометров
Материал	полистирол
Диапазон длин волн	280-800 нм
Количество	100 шт.

Описание

Кювета Литопласт Тип Б для коагулометров ACL TOP представляют собой стрип (блок) из 4 кювет по 0.7 мл.

Для оборудования: коагулометры серии ACL TOP (ACL TOP 700 / ACL TOP 500 / ACL TOP 300).

Характеристики:

- Представляют собой стрип (блок) из 4 кювет по 0.7 мл.
- Оптически прозрачные.
- Используются при длинах волн 280-800 нм.
- Светопропускание на длине волны 340 нм – не менее 50%, на длине волны 405 и 671 нм – не менее 70%.

Материал	Полистирол
Размеры	66.35×8.9(12.3)×17.9 мм
Толщина стенки	0.6 мм
В упаковке	100 шт.