

Кювета Литопласт Тип Б для коагулометров ACL

ФСЗ 2011/1241

для коагулометров, полистирол, диапазон длин волн
280-800 нм, 100 шт.

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для коагулометров
Материал	полистирол
Диапазон длин волн	280-800 нм
Количество	100 шт.

Описание

Кюветы Литопласт Тип Б для коагулометров ACL представляют собой блок из 20 двухотсековых кювет. Применяются при исследованиях нарушений гемостаза, основываясь на анализе времени образования сгустка фибрина в тестируемой смеси.

Для оборудования: коагулометры серии ACL (ACL 200 / ACL 7000 / ACL Elite / ACL Elite Pro)

Длины волн для исследования: 280-800 нм

Материал: оптический полистирол

Колебания величины поглощения: менее 1%

В упаковке: 25 шт. (в коробке 100 шт.)