

Кювета Литопласт Тип В для анализаторов Clima MC-15

ФСЗ 2011/1241

для биохимических анализаторов, полистирол,
диапазон длин волн 340-670 нм, 60 шт.

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для биохимических анализаторов
Материал	полистирол
Диапазон длин волн	340-670 нм
Количество	60 шт.

Описание

Кювета Литопласт Тип В для анализаторов Clima MC-15 представляют собой блок из 15 кювет.

Для оборудования: полуавтоматические биохимические анализаторы Clima MC-15.

Характеристики:

- Представляют собой сегментный блок (кюветный сегмент) из 15 кювет.
- Нестерильные.
- Оптически прозрачные.
- Используются при длинах волн 340-670 нм.

Материал	Полистирол
Размеры	135.8×40×19.4 мм
Толщина стенки	0.746 мм
Упаковка	Индивидуальная – 1 шт. Ящик – 60 шт.