

Кювета Литопласт Тип В для анализаторов Konelab

ФСЗ 2011/1241

для биохимических анализаторов, полистирол,
диапазон длин волн 340-700 нм, 10 лент по 25 шт.

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для биохимических анализаторов
Материал	полистирол
Диапазон длин волн	340-700 нм
Количество	10 лент по 25 шт.

Описание

Кювета Литопласт Тип В для анализаторов Konelab представляют собой блок из 12 кювет.

Для оборудования: автоматические биохимические анализаторы Konelab 20/20i, Konelab 20CX, Konelab Prime 30/30i, Konelab Prime 60/60i и другие модели.

Характеристики:

- Представляют собой сегментный блок (кюветный сегмент) из 12 кювет.
- Нестерильные.
- Оптически прозрачные.
- Используются при длинах волн 340-700 нм.

Материал	Полистирол
Размеры	57.4×18×8.5 мм
Толщина стенки	1.05 мм
Упаковка	10 лент по 25 шт. (250 шт.)