

Кювета Литопласт Тип В для анализаторов Mindray BS-200 / BS-330

ФСЗ 2011/1241

для биохимических анализаторов, полистирол,
диапазон длин волн 340-800 нм, в ящике 216 шт.

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для биохимических анализаторов
Материал	полистирол
Диапазон длин волн	340-800 нм
Количество	в ящике 216 шт.

Описание

Кювета Литопласт Тип В для анализаторов Mindray BS-200 представляют собой блок из 10 кювет.

Для оборудования: автоматические биохимические анализаторы Mindray BS-200 и другие аналоги.

Характеристики:

- Представляют собой сегментный блок (кюветный сегмент) из 10 кювет.
- Нестерильные.
- Оптически прозрачные.
- Используются при длинах волн 340-800 нм.

Материал	Полистирол
Размеры	101×9.96×30.2 мм
Толщина стенки	0.5 мм
Упаковка	В упаковке – 1 шт. В ящике – 216 шт.