

Кювета Sarstedt для анализаторов Amelung KC (73.834)

ФСЗ 2009/04699

для анализаторов гемостаза, полипропилен,
асептический бактериологический вид, 1000 шт.

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Назначение	для анализаторов гемостаза
Совместимость с анализаторами	Amelung KC
Материал	полипропилен
Бактериологический вид	асептический
Количество	1000 шт.

Описание

Кювета Sarstedt и набор «шариков» для анализаторов Amelung KC, артикул 73.834
Упаковка: по 2 пакета с 1000 шт. и 2 флакона с дозатором по 1000 стальных шариков.