

Кювета Sarstedt для анализаторов LKB (68.752)

ФСЗ 2009/04699

для анализаторов гемостаза, полипропилен,
асептический бактериологический вид, 1000 шт.

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Назначение	для анализаторов гемостаза
Совместимость с анализаторами	LKB
Материал	полипропилен
Бактериологический вид	асептический
Количество	1000 шт.

Описание

Круглая кювета Sarstedt для анализаторов LKB, артикул 68.752.
Высота/Ø: 51/12 мм.
Упаковка: 1000 шт. россыпью, 5000 шт. в коробке.