

Диагностический реагент Dialab Лактатдегидрогеназа-Р

ФСЗ 2009/05840

реагенты, система открытая, ферменты, лактат, метод
определения кинетический, объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	лактат
Метод	кинетический
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	25 мл
Состав набора	R1: 4×25 ml R2: 1×25 ml

Дополнительные характеристики

Лактатдегидрогеназа-Р, LDH-Р, opt. DGKC

Диагностический реагент для количественного определения in vitro лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови человека.

Метод теста - кинетический.