

Лампа для фототерапии новорожденных Bilitron 3006

РЗН 2017/4969

фототерапия, напольный / настольный, излучатель
светодиоды, количество источников излучения 5, 460
нм

FANEM LTDA, Бразилия



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный / настольный
Материал	пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	5
Таймер	Да
Система сигнализации	Да
Наличие автоматического отключения	Да
Регулировка угла наклона облучателя	Да
Защитные очки	Да
Длина волн	460 нм
Интенсивность излучения	0.03 - 0.04 Вт
Расстояние	300 мм
Вес	9 кг
Размер	60×116×235 / 300×35×100 / 1400×500×500 мм

Дополнительные характеристики

- сборка с резиновыми ножками для непосредственного крепления к капюшону инкубатора;
- сборка с гибким стержнем для использования в детском лучистом обогревателе Fanem AMPLA;
- сборка с опорой и подвижным стержнем с регулировкой высоты и шарнирным рычагом.