

Лампа для фототерапии новорожденных Bilitron Sky 5006

РЗН 2017/4969

фототерапия, напольный / настольный, излучатель
светодиоды, количество источников излучения 3 / 15,
460 нм

FANEM LTDA, Бразилия



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный / настольный
Материал	пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	3 / 15
Таймер	Да
Механизм регулировки по высоте	Да
Регулировка угла наклона облучателя	Да
Защитные очки	Да
Рабочая частота	60 Гц
Длина волн	460 нм
Интенсивность излучения	0.03 - 0.04 Вт
Расстояние	300 мм
Вес	10 кг
Размер	65×280×170 / 1400×500×500 мм

Дополнительные характеристики

- на инкубаторе для новорожденных;
- на мобильном основании с изменяющейся высотой и углом наклона.