

Лампа медицинская для светотерапии Bioptron 2 с напольной стойкой

РЗН 2016/4392

стойка напольная, диаметр фильтра 15 см, длина волны 480-3400 нм, мощность галогеновой лампы 90, степень поляризации >95% (590 - 1550 нм)

Bioptron AG, Швейцария



Характеристики

Стойка	напольная
Диаметр фильтра	15 см
Длина волны	480-3400 нм
Номинальная мощность галогеновой лампы	90 Вт
Удельная мощность	40 мВт/см²
Степень поляризации	>95% (590 - 1550 нм)
Класс защиты	I, IP 20

Описание

БИОПТРОН 2 предназначен для профессионального применения. Продолжительность каждого сеанса лечения легко устанавливается в пределах до 95 минут с минутным шагом и регулируется встроенным электронным реле мягкого пуска/выключения. Изогнутая под углом конструкция прибора совместно со стойкой позволяет легко, разными способами менять его положение как пациенту, так и медицинскому персоналу. Диаметр фильтра БИОПТРОН 2 составляет приблизительно 15 см.