

Лампа медицинская для светотерапии Bioptron Med All

РЗН 2015/2454

стойка напольная, диаметр фильтра 5 см, длина волны 480-3400 нм, мощность галогеновой лампы 20, степень поляризации >95% (590 - 1550 нм)

Bioptron AG, Швейцария



Характеристики

Стойка	напольная
Диаметр фильтра	5 см
Длина волны	480-3400 нм
Номинальная мощность галогеновой лампы	20 Вт
Удельная мощность	40 мВт/см ²
Степень поляризации	>95% (590 - 1550 нм)
Класс защиты	II , IP 20

Описание

Bioptron MedAll – простой в использовании, безопасный, мощный и в то же время не травмирующий кожу прибор со стильным дизайном.

- Создан для домашнего применения, а также для больниц, центров красоты и здоровья, и фитнес-центров.
- Эргономичный, удобный в обращении и портативный, его можно брать с собой и менять установки в любое время, благодаря встроенному таймеру и четкому дисплею.
- Фильтр диаметром 5 см позволяет воздействовать на любую часть тела, обрабатывая как небольшие, так и более обширные области.
- Прибор использует 0.5 Вт мощности в режиме ожидания, благодаря чему может быть готов к использованию в любое время без потери энергии.
- К прибору прилагаются напольная стойка и футляр для транспортировки и хранения.