

Лампа медицинская для светотерапии Bioptron Pro 1 с настольной стойкой

РЗН 2016/4392

стойка настольная, диаметр фильтра 11 см, длина волны 480-3400 нм, мощность галогеновой лампы 50, степень поляризации >95% (590 - 1550 нм)

Bioptron AG, Швейцария



Характеристики

Стойка	настольная
Диаметр фильтра	11 см
Длина волны	480-3400 нм
Номинальная мощность галогеновой лампы	50 Вт
Удельная мощность	40 мВт/см ²
Степень поляризации	>95% (590 - 1550 нм)
Класс защиты	II, IP 20

Описание

БИОПТРОН Про 1 разработан для использования дома, в спа, больницах и медицинских центрах.

- Прибор поставляется с функциональной напольной стойкой и/или с эргономичной настольной стойкой, что делает его пригодным как для домашних условий, так и для профессионального применения.
- Легко регулируемые высота и наклон, а также возможность поворота головы прибора на 360° обеспечивают удобное использование практически в любом положении.
- Время воздействия легко устанавливается с точностью до 30 секунд с помощью контрольной панели.
- Встроенный фиксатор позволяет определить правильное расстояние до области воздействия.
- Модель с настольной стойкой дополнительно снабжена чехлом от пыли и удобной сменной подушечкой (которую можно дезинфицировать, мыть и заменять).
- Напольная стойка поставляется с колесиками, но можно дополнительно заказать комплект ножек.