

Осветитель налобный ATMOS HL 21 LED

РЗН 2016/3841

крепление шлем-оголовье, источников света - 1,
60000 лк, температура цвета 5500 К, диаметр
светового пятна 25-55 мм, литий-ионный аккумулятор,
напряжение 100 В, вес 200 г

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Светодиод

Крепление	шлем-оголовье
Количество источников света	1 шт.
Яркость света	60000 лк
Температура цвета	5500 К
Время непрерывной работы	50000 ч
Регулировка светового пятна	Да
Диаметр светового пятна	25-55 мм

Аккумулятор

Тип аккумулятора	литий-ионный
Емкость аккумулятора	1950 мАч

Общее

Электрическое напряжение	100 В
Вес	200 г

Дополнительные характеристики

Осветитель налобный ATMOS HL 21 LED наиболее подходит ЛОР-врачам - во время приёма пациентов и в амбулаториях, врачам-гинекологам и акушерам, врачам общей медицины, врачам других различных специализаций. Благодаря высочайшей мощности света Вы получаете чёткое изображение и чистую цветопередачу.

Особенности:

- 2 режима работы: мощный и экономичный;

- LED светодиод, срок службы светодиода около 50 000 часов;
- источник света длительного использования с мощным белым светом;
- фокусируемая оптика, плавно регулируемая;
- регулируемое оголовье подходит для любого размера головы;
- неограниченная мобильность;
- аккумулятор, особо лёгкий и энергоемкий, литий-ионный;
- быстрая подзарядка аккумуляторов от электросети;
- минимальный вес.