

Лампа бактерицидная Kingrate UV LAMP T8

мощность 15 Вт / 25 Вт / 30 Вт, цоколь G13, длина волны 253.7 нм, длина 437 мм / 894 мм, 43 В / 51 В / 100 В, срок службы 10000 ч

Kingrate Lighting Technology Co, Китай



Характеристики

Мощность	15 Вт / 25 Вт / 30 Вт
Тип цоколя	G13
Длина волны	253.7 нм
Длина лампы	437 мм / 894 мм
Напряжение	43 В / 51 В / 100 В
Полезный срок службы	10000 ч

Дополнительные характеристики

Ультрафиолетовые бактерицидные лампы UV LAMP T8 - ультрафиолетовые облучатели, предназначенные для обезвреживания бактерий, вирусов и других простейших организмов, дезинфекции воздуха, воды и поверхностей в больницах, поликлиниках, санаториях, спортивных залах, плавательных бассейнах, фармацевтических предприятиях, пищевой промышленности и др.

Особенности бактерицидных ламп:

Длительный срок службы: средний срок службы - 10 000 часов.

Высокая производительность: использование кварцевых трубок высокой чистоты для производства ламп. Производительность ультрафиолетовых ламп KINGRATE на 10% выше, чем у аналогов.

Сохранение эффективности: колебание интенсивности излучения менее 30% за весь срок эксплуатации.

Надежность: современная технология производства и контроль качества обеспечивают надежность и стабильность работы ультрафиолетовых ламп.

Лампы без образования озона: поставка ламп KINGRATE с озоном или без в соответствии с требованиями заказчика. Безозоновая лампа излучает 253.7 нм ультрафиолета, уничтожает все виды бактерий и вирусов.

Дезинфекция: лампы просты в эксплуатации и устойчивы к обработке средствами для дезинфекции.