

Тренажер Laerdal LAMT Airway Management Trainer для интубации
взрослого пациента

торс, для интубации

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	торс
Назначение	для интубации
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Манекен - тренажер (анатомически точная модель головы взрослого пациента) предназначен для обучения интубации. Реалистичность размера и строения головы и шеи манекена (цельная голова без разрезов). Материал, из которого сделан торс и голова манекена, напоминает кожу человека. Аналогичная человеку эластичность и податливость структур при проведении ларингоскопии и интубации трахеи. Реалистичная анатомическая структура ротовой полости, глотки и гортани. Наличие трахеи, главных бронхов и двух легких. Имеет возможность визуальной оценки вентиляции правого и левого легкого и аускультации дыхательных шумов, а также раздувания желудка для проверки правильности положения интубационной трубки. Имеет возможность имитации регургитации желудочного содержимого (наличие имитатора рвотных масс и заполняемого желудка). Возможность снятия манекена с подставки. Наличие замка, который крепит манекен к подставке. Звуковой контроль (щелчок) при чрезмерном давлении клинком ларингоскопа на передние зубы верхней челюсти. Имеет демонстрационную модель глотки и гортани. Простота санитарной обработки манекена. Более подробно в разделе Документация.