

Ланцет BD Microtainer

ФСЗ 2011/09752

игла 21G, лезвие 1.5 мм, прокол 1.5 мм / 1.8 мм / 2.0 мм, одноразовый, стерильный, для взрослых / для детей, возврат лезвия (иглы)

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Размер иглы	21G
Размер лезвия	1.5 мм
Глубина прокола	1.5 мм / 1.8 мм / 2.0 мм
Одноразовый	Да
Стерильный	Да
Возрастная категория	для взрослых / для детей
Цветовой код	фиолетовый
Возврат лезвия (иглы)	Да

Описание

Ланцеты контактно-активируемые BD Microtainer Contact-Activated Lancet для безопасного прокола кожного покрова с целью получения пробы капиллярной крови.

Кат. номер	Название	Размер иглы / лезвия	Глубина прокола
366592	BD Microtainer сиреневый	30G	1.5 мм
366593	BD Microtainer розовый	21G	1.8 мм
366594	BD Microtainer голубой	1.5 мм	2.0 мм

Особенности ланцета:

- активация ланцета происходит при нажатии опорной площадкой на кожу;
- исключается самопроизвольное срабатывание механизма до плотного контакта с кожей;
- после совершения прокола игла автоматически возвращается в пластиковый корпус без повторного использования.