

Ланцет BD Sentry

ФСЗ 2011/09752

игла 28G / 23G, прокол 1.5 мм / 1.8 мм, одноразовый, стерильный, для взрослых / для детей, пусковой механизм

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Размер иглы	28G / 23G
Глубина прокола	1.5 мм / 1.8 мм
Одноразовый	Да
Стерильный	Да
Возрастная категория	для взрослых / для детей
Цветовой код	зеленый / оранжевый
Защитный колпачок	Да
Пусковой механизм	Да

Описание

Ланцет безопасный BD Sentry - одноразовое устройство для прокалывания.

Название	Цветовой код	Размер иглы	Глубина прокола
BD Sentry Green	зеленый	23G	1.8 мм
BD Sentry Orange	оранжевый	28G	1.5 мм

Особенности ланцета:

- доступен в 2 размерах;
- стерильный;
- активируется нажатием кнопки;
- особо безопасен и гигиеничен;
- механизм предотвращения повторного использования и травм от укола иглой;
- для сбора крови на кончике пальца;
- легкая утилизация в контейнерах для острых предметов;
- 1 упаковка содержит 100 шт.