

Ланцет Greiner Bio-One MiniCollect Safety

ФСЗ 2011/11366

игла 28G / 23G, прокол 1.0 мм / 1.2 мм / 1.5 мм / 2.0 мм / 2.2 мм, одноразовый, стерильный, для взрослых, пусковой механизм



Greiner Bio-One, Австрия

Характеристики

Размер иглы	28G / 23G
Глубина прокола	1.0 мм / 1.2 мм / 1.5 мм / 2.0 мм / 2.2 мм
Одноразовый	Да
Стерильный	Да
Возрастная категория	для взрослых
Цветовой код	зеленый / розовый / синий / оранжевый / фиолетовый
Защитный колпачок	Да
Пусковой механизм	Да

Описание

Ланцет Greiner Bio-One MiniCollect Safety для забора капиллярной крови, стерильный с лезвием.

Кат. номер	Наименование	Размер иглы	Глубина прокола	Игла / лезвие
450427	MiniCollect розовый	-	1.0 мм	лезвие
450428	MiniCollect зеленый	-	1.5мм	лезвие
450429	MiniCollect синий	-	2.0 мм	лезвие
450438	MiniCollect фиолетовый	28G	1.25 мм	игла
450439	MiniCollect оранжевый	23G	2.25 мм	игла