

Ланцет HTL-Strefa Acti-lance

ФСЗ 2009/04308

игла 28G / 23G / 17G, прокол 1.5 мм / 1.8 мм / 2.0 мм,
одноразовый, стерильный, для детей / неонатальный,
пусковой механизм, возврат лезвия (иглы)

HTL-Strefa S.A., Польша



Характеристики

Размер иглы	28G / 23G / 17G
Глубина прокола	1.5 мм / 1.8 мм / 2.0 мм
Одноразовый	Да
Стерильный	Да
Возрастная категория	для детей / неонатальный
Цветовой код	желтый / синий / фиолетовый
Защитный колпачок	Да
Пусковой механизм	Да
Возврат лезвия (иглы)	Да

Описание

Ланцет HTL-Strefa Acti-lance - стерильный автоматический ланцет с механизмом активации от нажатия на кнопку и исключающим повторное применение. На каждой коробке присутствует страна производства, название компании производителя и инструкция по использованию на русском языке.

Название	Цветовой код	Размер иглы	Глубина прокола
Acti-lance Lite	фиолетовый	28G	1.5 мм
Acti-lance Universal	синий	23G	1.8 мм
Acti-lance Special	желтый	17G	2.0 мм

Количество в упаковке - 200 шт.