

Ланцет HTL-Strefa Haemolance Plus

ФСЗ 2012/13302

игла 28G / 25G / 21G / 18G, прокол 1.2 мм / 1.6 мм / 1.8 мм, одноразовый, стерильный, для взрослых / для детей, пусковой механизм, возврат лезвия (иглы)



HTL-Strefa S.A., Польша

Характеристики

Размер иглы	28G / 25G / 21G / 18G
Глубина прокола	1.2 мм / 1.6 мм / 1.8 мм
Одноразовый	Да
Стерильный	Да
Возрастная категория	для взрослых / для детей
Цветовой код	голубой / желтый / зеленый / розовый / синий / фиолетовый
Защитный колпачок	Да
Пусковой механизм	Да
Возврат лезвия (иглы)	Да

Описание

Ланцет HTL-Strefa Haemolance Plus - автоматический ланцет для забора капиллярной крови с целью последующего проведения лабораторных исследований. Безопасен, прост в обращении, эргономичной формы. Скрытый замковый механизм запирает иглу после первого укола и делает невозможным повторное использование ланцета.

Название	Цветовой код	Размер иглы	Глубина прокола
Haemolance Plus Pediatric	розовый	1.5 мм (лезвие)	1.2 мм
Haemolance Plus Max Flow	фиолетовый	1.5 мм (лезвие)	1.6 мм
Haemolance Plus High Flow	желтый	18G	1.8 мм
Haemolance Plus Normal Flow	зеленый	21G	1.8 мм
Haemolance Plus Low Flow	синий	25G	1.4 мм
Haemolance Plus Micro Flow	голубой	28G	1.6 мм

В упаковке - 200 шт.