

Ланцет HTL-Strefa Medlance Plus

ФСЗ 2007/00505

игла 25G / 21G, прокол 1.5 мм / 2.0 мм / 2.4 мм / 2.8 мм, одноразовый, стерильный, для взрослых / для детей / неонатальный, пусковой механизм

HTL-Strefa S.A., Польша



Характеристики

Размер иглы	25G / 21G
Глубина прокола	1.5 мм / 2.0 мм / 2.4 мм / 2.8 мм
Одноразовый	Да
Стерильный	Да
Возрастная категория	для взрослых / для детей / неонатальный
Цветовой код	желтый / зеленый / синий / сиреневый
Защитный колпачок	Да
Пусковой механизм	Да

Описание

Ланцеты Medlance Plus (Медланс Плюс) – безопасные автоматические ланцеты для забора капиллярной крови. Конструкция предусматривает одноразовое использование, после которого происходит саморазрушение иглы. Игла постоянно находится в защищенном состоянии и не может причинить посторонних повреждений. Все иглы стерилизованы ионизирующим излучением.

В ланцетах Medlance Plus учтены все аспекты, возникающие при заборе крови: структура и тип кожи, текстура эпидермиса, глубина расположенных капилляров для взятия определенного объема крови на различные исследования. Модель с ультратонкой иглой предусматривает частое применение, например, для людей, контролирующих уровень глюкозы несколько раз в сутки.

	Medlance Plus Lite Игла: 25G Глубина прокола: 1.5 мм	Идеален для контроля уровня глюкозы, подходит для нормальной кожи.
	Medlance Plus Universal Игла: 21G Глубина прокола: 1.8 мм	Оптимального для большинства анализов (уровень гемоглобина, холестерина, группа крови и т.д.).
	Medlance Plus Extra Игла: 21G Глубина прокола: 2.4 мм	Для анализов, требующих больших образцов крови. Подходит для пациентов с жесткой кожей.
	Medlance Plus Special Лезвие: 0.8 мм Глубина прокола: 2.0 мм	Идеально подходит для укола пятки у новорожденных и укола пальца у взрослых.

В упаковке: 200 шт.