

Ланцет Roche Accu-Chek Safe-T-Pro Plus

РЗН 2018/7173

игла 23G, прокол 1.3 мм / 1.8 мм / 2.3 мм,
одноразовый, стерильный, для взрослых / для детей /
неонатальный, пусковой механизм

Roche Diabetes Care GmbH, Германия



Характеристики

Размер иглы	23G
Глубина прокола	1.3 мм / 1.8 мм / 2.3 мм
Одноразовый	Да
Стерильный	Да
Возрастная категория	для взрослых / для детей / неонатальный
Защитный колпачок	Да
Пусковой механизм	Да

Описание

Ланцет Roche Accu-Chek Safe-T-Pro Plus

Особенности ланцета:

- 3 регулируемые настройки глубины прокола - 1.3 / 1.8 / 2.3 мм;
- каждая настройка глубины защелкивается и не может изменить положение после выбора;
- специальная скошенная игла и диаметр иглы для почти безболезненного забора крови;
- подходит для взрослых, детей до 1 года и новорожденным;
- силиконизированная игла;
- диаметр иглы: 0.63 мм (23 G);
- доступен в коробке с 200 одноразовыми прокалывающими устройствами;
- предназначен для одноразового использования, чтобы избежать перекрестного загрязнения;
- технология Safe-T гарантирует, что игла всегда надежно хранится в корпусе, предотвращая случайные уколы иглой;
- автоматический втягивание иглы после одноразового использования исключает риск травмы и перекрестного загрязнения;
- после однократного использования все прокалывающее устройство утилизируется.