

## Ланцет Sarstedt безопасный

ФСЗ 2010/07269

игла 28G / 21G / 18G, лезвие 1.5 мм, прокол 1.2 мм / 1.6 мм / 1.8 мм, одноразовый, стерильный, для взрослых / для детей / неонатальный, пусковой механизм, возврат лезвия (иглы)

Sarstedt AG & Co., Германия



### Характеристики

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Размер иглы           | 28G / 21G / 18G                                   |
| Размер лезвия         | 1.5 мм                                            |
| Глубина прокола       | 1.2 мм / 1.6 мм / 1.8 мм                          |
| Одноразовый           | Да                                                |
| Стерильный            | Да                                                |
| Возрастная категория  | для взрослых / для детей / неонатальный           |
| Цветовой код          | голубой / желтый / зеленый / розовый / фиолетовый |
| Защитный колпачок     | Да                                                |
| Пусковой механизм     | Да                                                |
| Возврат лезвия (иглы) | Да                                                |

### Описание

#### Ланцет Sarstedt безопасный

| Кат. номер | Название                 | Цветовой код | Размер иглы / лезвия | Глубина прокола |
|------------|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 85.1019    | Ланцет Sarstedt Neonatal | розовый      | 1.5 мм (лезвие)      | 1.2 мм          |
| 85.1018    | Ланцет Sarstedt Super    | фиолетовый   | 1.5 мм (лезвие)      | 1.6 мм          |
| 85.1017    | Ланцет Sarstedt Extra    | желтый       | 18G                  | 1.8 мм          |
| 85.1016    | Ланцет Sarstedt Normal   | зеленый      | 21G                  | 1.8 мм          |
| 85.1015    | Ланцет Sarstedt Mini     | голубой      | 28G                  | 1.6 мм          |