

Ланцет VITREX Flex 3

ФСЗ 2011/09344

игла 28G / 26G / 23G, прокол 1.3 мм / 1.8 мм / 2.3 мм,
одноразовый, стерильный, для взрослых, пусковой
механизм, возврат лезвия (иглы)

VITREX MEDICAL A/S, Дания



Характеристики

Размер иглы	28G / 26G / 23G
Глубина прокола	1.3 мм / 1.8 мм / 2.3 мм
Одноразовый	Да
Стерильный	Да
Возрастная категория	для взрослых
Цветовой код	голубой / желтый / оранжевый
Защитный колпачок	Да
Пусковой механизм	Да
Возврат лезвия (иглы)	Да

Описание

Ланцет VITREX Flex 3 - универсальный ланцет для экстренного использования с регулируемой конструкцией, которая включает три различных глубины прокола для одного устройства. Ланцет предназначен для измерения уровня глюкозы в крови и других диагностических тестов in vitro.

Виды VITREX Flex 3:

Кат. номер	Название	Размер иглы
395813	Vitrex Flex 3 голубой	23G
396813	Vitrex Flex 3 желтый	26G
397813	Vitrex Flex 3 оранжевый	28G

Особенности ланцета:

- лезвие полностью экранировано до и после использования;
- активация кнопкой, блокируется защелкой;

- невозможность повторного использования;
- стерилизовано гамма-излучением;
- контролируемая глубина прокола;
- очень быстрый прокол ультратонким лезвием обеспечивает минимальную травму и быстрое заживление;
- контролируемое движение лезвия создано для оптимизации кровотока;
- применение: глюкоза и другие in vitro тесты.