

Ланцет Vitrex Octaheel Baby

ФСЗ 2011/09344

игла 28G / 26G / 23G, лезвие 0.65 мм, прокол 1.3 мм / 1.8 мм / 2.3 мм, одноразовый, стерильный, для взрослых, пусковой механизм, возврат лезвия (иглы)

VITREX MEDICAL A/S, Дания



Характеристики

Размер иглы	28G / 26G / 23G
Размер лезвия	0.65 мм
Глубина прокола	1.3 мм / 1.8 мм / 2.3 мм
Одноразовый	Да
Стерильный	Да
Возрастная категория	для взрослых
Цветовой код	голубой / желтый / оранжевый
Защитный колпачок	Да
Пусковой механизм	Да
Возврат лезвия (иглы)	Да

Описание

Ланцет Vitrex Octaheel Baby предназначены для большого кровотока с минимальной глубиной проникновения. Ланцеты безопасности в первую очередь применимы для новорожденных и недоношенных. Однако их также можно рекомендовать для других применений, где важна малая глубина проникновения и минимальное сжатие ткани.

Особенности Vitrex Octaheel Baby:

- глубина прокола : 0.65 / 0.85 / 1.00 / 1.14 / 2.00 мм;
- длина прокола: 1.40 / 1.75 / 2.50 / 2.80 / 3.00 мм;
- лезвие полностью экранировано до и после использования.
- активация лезвия кнопкой;
- одноразовое использование;
- стерилизовано гамма-излучением;
- очень быстрый прокол ультратонкий лезвием обеспечивает минимальную травму и быстрое заживление.

Виды Vitrex Octaheel Baby:

Кат. номер	Цветовой код	Название
335213	зеленый	Octaheel Baby Micro Preemie
334213	оранжевый	Octaheel Baby Preemie
333213	желтый	Octaheel Baby Newborn
332213	розовый	Octaheel Baby Newborn Plus
331213	синий	Octaheel Baby Toddler