

Ланцет VITREX Press 2

ФСЗ 2011/09344

игла 28G / 26G / 21G / 18G, прокол 1.8 мм / 2.2 мм / 2.8 мм, одноразовый, стерильный, для взрослых / для детей, пусковой механизм, возврат лезвия (иглы)

VITREX MEDICAL A/S, Дания



Характеристики

Размер иглы	28G / 26G / 21G / 18G
Глубина прокола	1.8 мм / 2.2 мм / 2.8 мм
Одноразовый	Да
Стерильный	Да
Возрастная категория	для взрослых / для детей
Цветовой код	голубой / желтый / зеленый / розовый / синий / оранжевый / фиолетовый
Защитный колпачок	Да
Пусковой механизм	Да
Возврат лезвия (иглы)	Да

Описание

Ланцет VITREX Press 2

Артикул	Название	Размер иглы	Г
393213	Sterilance Press 2 зеленый	18G	1.
397213	Sterilance Press 2 синий	21G	1.
395213	Sterilance Press 2 оранжевый	21G	2.
396213	Sterilance Press 2 розовый	21G	2.
394213	Sterilance Press 2 желтый	26G	1.
398213	Sterilance Press 2 фиолетовый	28G	1.
399213	Sterilance Press 2 бирюзовый	30G	1.

Особенности ланцета:

- качественный анализ крови;
- игла полностью скрыта до и после использования;
- конструкция активируется нажатием;
- высококачественная сверхострая игла с тремя скосами;
- высокая скорость проникновения;
- разнообразие конфигураций точек и глубины проникновения для соответствия большинству требований к забору капиллярной крови;
- только для одноразового использования;
- стерилизовано гамма-облучением.