

Ланцет Vitrex Sterilance Lite 2

ФСЗ 2010/07312

игла 28G / 26G / 21G / 18G, прокол 1.8 мм / 2.4 мм,
одноразовый, стерильный, для взрослых / для детей /
неонатальный, пусковой механизм

VITREX MEDICAL A/S, Дания



Характеристики

Размер иглы	28G / 26G / 21G / 18G
Глубина прокола	1.8 мм / 2.4 мм
Одноразовый	Да
Стерильный	Да
Возрастная категория	для взрослых / для детей / неонатальный
Цветовой код	желтый / зеленый / розовый / синий / оранжевый / фиолетовый
Защитный колпачок	Да
Пусковой механизм	Да

Описание

Ланцет Vitrex Sterilance Lite 2		
Наименование	Цветовой код	Размер иглы
Sterilance Lite 2 Green	зеленый	18G
Sterilance Lite 2 Purple	фиолетовый	28G
Sterilance Lite 2 Yellow	желтый	26G
Sterilance Lite 2 Blue	синий	26G
Sterilance Lite 2 Orange	оранжевый	21G
Sterilance Lite 2 Pink	розовый	21G

Упаковка - 100 шт.