

Ланцет VITREX Sterilance Lite 3

ФСЗ 2011/09344

игла 28G / 26G / 21G / 18G, прокол 1.8 мм / 2.4 мм,
одноразовый, стерильный, для взрослых / для детей,
пусковой механизм, возврат лезвия (иглы)

VITREX MEDICAL A/S, Дания



Характеристики

Размер иглы	28G / 26G / 21G / 18G
Глубина прокола	1.8 мм / 2.4 мм
Одноразовый	Да
Стерильный	Да
Возрастная категория	для взрослых / для детей
Цветовой код	голубой / желтый / зеленый / розовый / оранжевый / фиолетовый
Защитный колпачок	Да
Пусковой механизм	Да
Возврат лезвия (иглы)	Да

Описание

Ланцет VITREX Sterilance Lite 3

Артикул	Название	Размер иглы	Глубина прокола
373213	Sterilance Lite 3 зеленый	18G	1.8 мм
377213	Sterilance Lite 3 оранжевый	21G	1.8 мм
378213	Sterilance Lite 3 розовый	21G	2.4 мм
375213	Sterilance Lite 3 желтый	26G	1.8 мм
376213	Sterilance Lite 3 голубой	26G	2.4 мм
374213	Sterilance Lite 3 фиолетовый	28G	1.8 мм