

Ланцеты для глюкометра ARKRAY Multilet Super Soft

РЗН 2013/138

размер иглы 28G, 10 шт. / 50 шт.

Arkray Factory Inc., Япония



Характеристики

Размер иглы	28G
Количество в упаковке	10 шт. / 50 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты для глюкометра ARKRAY Multilet Super Soft состоят из жесткого корпуса и стерильной иглы, которую приводят во взведенное состояние и спускают, чтобы она резко «выстрелила» из прокалывающего устройства. После этого берут пробу крови из проколотой кожной ткани пальца или другой области тела, в которой была сделана пункция для забора пробы. После пользователь переносит кровь на тест-полоску или подходящий измеритель.

Особенности ланцета:

- диаметр ланцета - 0.38 мм (28G);
- метод стерилизации ланцетов – радиационный;
- ланцеты «MultiletSuperSoft» используются только с прокалывающим устройством «Multi-Lancet Device»;
- позволяет получать образцы крови не только из пальца, но и из альтернативных мест.