

Ланцеты для глюкометра Ascensia Diabetes Microlet

РЗН 2020/9747

универсальный ланцет, размер иглы 28G, 5 шт. / 25 шт. / 100 шт. / 200 шт.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Швейцария



Характеристики

Универсальный ланцет	Да
Размер иглы	28G
Количество в упаковке	5 шт. / 25 шт. / 100 шт. / 200 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты для глюкометра Microlet используются вместе с автопрокалывателем для легкого и безболезненного получения капли крови с целью проведения дальнейших тестов. Одни из самых тонких ланцетов для прокалывания пальцев для взятия пробы крови.

Особенности ланцетов:

- ланцеты Микролет являются одноразовыми, универсальными;
- каждый ланцет Микролет № 200 имеет специальный защитный колпачок, который способствует надежности и удобству его использования;
- подходят для большинства прокалывателей: Microlet (от глюкометра Контур ТС), OneTouch UltraSoft, Clever Chek, Сателлит, IME-DC.